

< 18-24 >
2018年11月

先生各位

「フロックスワブ」容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、下記のとおり採取容器を変更させて頂きますので、ご案内申し上げます。
何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 変更内容：①容器の変更
②提出方法の変更

	新	現
容器名称	フロックスワブ	
容器番号	96	
容器画像		
提出方法	採取後、スワブをそのまま容器に戻す。	採取後、スワブの先端部分を付属の滅菌容器に折り入れる。

- 変更日： 2018年11月26日以降順次

※現検査容器につきましては、使用期限まで、そのままご利用いただけます。

以上