

< 21-11 >  
2021年6月

先生各位

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### ■検査内容変更項目:

項目コード	項目名
2251	LDアイソザイム
2253	ALPアイソザイム
2256	CKアイソザイム
1354	ハロペリドール
537	プラスミノゲン(PLG)《活性》
538	アンチプラスミン( $\alpha$ 2PI)《活性》
1149	クロバザム
2890	レベチラセタム
2829	トピラマート
5781	ペランパネル
5785	ラコサミド
2417	プロパフェノン
5896	ソタロール
5792	ミコフェノール酸
3756	ベプリジル

### ■検査内容変更実施日: 2021年 8月 2日(月)受付分より

以上

※ 変更内容の詳細につきましては、次ページ以降をご覧ください。

## ●検査内容変更項目一覧

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考
2251	LDアイソザイム	所要日数	2～4日	2～3日	所要日数の変更
2253	ALPアイソザイム		2～4日	2～3日	
2256	CKアイソザイム		2～4日	2～3日	
1354	ハロペリドール		2～3日	1～2日	
537	プラスミノゲン(PLG)《活性》		2～3日	1～2日	
538	アンチプラスミン( $\alpha$ 2PI)《活性》		2～3日	1～2日	
1149	クロバザム	保存条件	冷蔵	凍結	保存条件の見直し
2890	レベチラセタム		冷蔵	凍結	
2829	トピラマート		冷蔵	凍結	
5781	ペランパネル		冷蔵	凍結	
5785	ラコサミド		冷蔵	凍結	
2417	プロパフェノン		冷蔵	凍結	
5896	ソタロール		冷蔵	凍結	
5792	ミコフェノール酸		冷蔵	凍結	
3756	ペプリジル	容器	03: 汎用分離剤無し ※測定値に影響を及ぼす場合がありますので、血清分離剤入り容器の使用は避けてください	10: ヘパリン容器	検査材料・所要日数の見直し  〔検体量・保存条件・基準値・単位に変更はございません。〕
		検査材料	血清	ヘパリン血漿	
		所要日数	4～7日	3～5日	