

< 2 2 - 0 2 >

2 0 2 2 年 2 月

先生各位

「HIV-1 RNA 定量(Taq Man)」 容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび標記容器におきまして、検査実施施設より新容器へ変更する旨の連絡がありました。



現在の容器はそのままご使用できますが在庫がなくなり次第、新容器をご利用いただけますようお願い申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更容器： HIV-1 RNA 定量(Taq Man) 【容器番号91】

	変更前	変更後
採血量	8mL	5mL
添加剤	EDTA 2K 14.4mg	EDTA 2K 9mg
貯法	室温	4～25度
有効期限	1年	1年
容器画像		

※ 変更前容器につきましては、容器期限までご利用いただけます。

■変更日： 現在の在庫がなくなり次第、順次

以上