

至急のご案内

< 25 - 26 >

2025年08月

先生各位

**「トキソプラズマ抗体IgG および トキソプラズマ抗体IgM」
新規受託開始のお知らせ**

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、標記検査項目におきまして、C L E I A法の試薬製造遅延に伴う在庫欠品による検査受託中止に伴い、測定方法および測定試薬を変更した検査の受託を開始させていただきます。

何卒、ご利用賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■新規受託項目:

項目コード	検査項目名	検査方法
2613	トキソプラズマ I g G抗体	C L I A
2614	トキソプラズマ I g M抗体	C L I A

■新規受託開始日:

2025年 8月30日(土)受付分より

<ご案内>

・項目コードが新規登録となるため、電子カルテ・健診システム等をご利用の際は、
お使いのメーカーのサポート窓口へ項目紐付けの依頼をご連絡ください。

以上

※ 裏面をご覧ください。

●トキソプラズマ抗体 I g G

測定試薬を、特異性が向上した試薬に変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、依頼コードNo、検査方法、基準値、報告範囲、報告桁数を変更いたします。

	新 法	現 法
項 目 コ ー ド	2 6 1 3	2 3 8 6
検 査 項 目 名	トキソプラズマ I g G抗体	
検 査 方 法	C L I A法	C L E I A法
検 体 量	血清 0.6 mL	血清 0.6 mL
保 存 方 法	冷蔵	冷蔵
基 準 値	濃 度 : 1.6 未満 判 定 : (－)	濃 度 : 7.5 未満 判 定 : (－)
単 位	I U/mL	U/mL
報 告 日 数	2 ～ 3 日	2 ～ 3 日
報 告 範 囲	判定 : (－)、(±)、(+) 抗体濃度 : 1.6未満 ～ 2000.0以上	判定 : (－)、(±)、(+) 抗体濃度 : 7.5未満 ～ 450以上
報 告 桁 数	抗体濃度 : 小数第1位	抗体濃度 : 小数第1位
測 定 キ ャ ッ ト 名 (製造販売元)	Toxo-I g G・アボット (アボットジャパン合同会社)	アクセス トキソ I g G (ベックマン・コールター株式会社)
保 険 点 数 検 査 判 断 料	93点/免疫学的検査判断料 (144点)	93点/免疫学的検査判断料 (144点)

《新法と現法との比較》

トキソプラズマIgG

新試薬の判定基準

判定	検体濃度
(－)	1.6未満
(±)	1.6～3.0未満
(+)	3.0以上

判定一致率表

		従来			
		(+)	(±)	(－)	合計
新	(+)	47	0	0	47
	(±)	1	2	3	6
	(－)	2	1	51	54
合計		50	3	54	107

陽性一致率	88.7%
陰性一致率	89.5%
判定一致率	93.5%

●トキソプラズマ抗体 IgM

測定試薬を、特異性が向上した試薬に変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、依頼コード No、検査方法、基準値、報告範囲、報告桁数を変更いたします。

	新 法	現 法
項 目 コ ー ド	2 6 1 4	2 3 8 8
検 査 項 目 名	トキソプラズマ I g M抗体	
検 査 方 法	C L I A法	C L E I A法
検 体 量	血清 0.5 mL	血清 0.5 mL
保 存 方 法	冷蔵	冷蔵
基 準 値	インデックス : 0.50 未満 判 定 : (－)	インデックス : 0.8 未満 判 定 : (－)
単 位	S／CO	S／CO
報 告 日 数	2 ～ 3 日	2 ～ 3 日
報 告 範 囲	判定 : (－)、(±)、(+) 抗体濃度 : 0.50未満 ～ 最終値	判定 : (－)、(±)、(+) 抗体濃度 : 0.8未満 ～ 最終値
報 告 桁 数	S／CO : 小数第2位	S／CO : 小数第1位
測 定 キ ャ ッ ト 名 (製造販売元)	T o x o - I g M ・ アボット (アボットジャパン合同会社)	アクセス トキシ I g M (ベックマン・コールター株式会社)
保 険 点 数 検 査 判 断 料	95点／免疫学的検査判断料 (144点)	95点／免疫学的検査判断料 (144点)

《新法と現法との比較》

トキソプラズマIgM

新試薬の判定基準

判定	I n d e x
(－)	0.50未満
(±)	0.50～0.60未満
(＋)	0.60以上

判定一致率表

		従来			
		(+)	(±)	(-)	合計
新	(+)	4	0	0	4
	(±)	0	0	0	0
	(-)	7	1	33	41
合計		11	1	33	45

陽性一致率 33.3%

陰性一致率 97.1%

判定一致率 82.2%