

**至急のご案内**

&lt; 20-17 &gt;

2020年8月

先生各位

## 検査内容変更のお知らせ 「レニン濃度、アルドステロン」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび下記の検査項目におきまして、CLEIA試薬の基準値（RIA法基準値を踏襲）につきまして、新たにCLEIA試薬として設定した基準値への変更をさせて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

何卒、御高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### ■対象項目：

- ・ レニン濃度(活性型) (PRC) [項目コード: 2421]
- ・ 血漿アルドステロン [項目コード: 1078、1694]
- ・ 血清アルドステロン [項目コード: 1079、1692]

### ■検査内容変更日：

2020年 8月 17日(月)受付分より

以上

※ 裏面をご覧ください。

過日ご案内したCLEIA法試薬の基準値について、添付文書記載値に変更する旨をご案内致しました。これは、試薬製造販売元(日立化成ダイアグノスティックス・システムズ株式会社)のCLEIA法試薬はRIA法の後発品として承認された試薬であり、添付文書における基準値はRIA法での基準値を記載しておりました。

しかし、RIA法と混同してしまう為、CLEIA法の基準値を提示してほしいとのお客様のご要望により、試薬製造販売元よりCLEIA法の基準値が提示されました。従って、下記の通り基準値の変更を行います。

なお、尿中アルドステロンも同様にRIA法での基準値を踏襲して設定されていますが、基準値の変更はございません。

### ●レニン濃度(活性型)(PRC) [項目コード:2421]

	新	現
検査方法	CLEIA	同左
基準値 (pg/mL)	1.2 ~ 35.4 (随時)	3.2 ~ 36.3 (随時) 2.5 ~ 21.4 (臥位) 3.6 ~ 63.7 (立位)
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>採血時刻、安静度、体位によって測定値に差が出ますので、早朝空腹時30分間安静後の採血をおすすめします。</li> <li>検体は採血後、速やかに遠心分離してください。</li> </ul>	

### ●血漿アルドステロン [項目コード:1078、1694]

	新	現
検査方法	CLEIA	同左
基準値 (pg/mL)	173 以下 (随時)	35.7 ~ 240 (随時) 29.9 ~ 159 (臥位) 38.9 ~ 307 (立位)
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>採血時刻、安静度、体位によって測定値に差が出ますので、早朝空腹時30分間安静後の採血をおすすめします。</li> <li>検体は採血後、速やかに遠心分離してください。</li> </ul>	

### ●血清アルドステロン [項目コード:1079、1692]

	新	現
検査方法	CLEIA	同左
基準値 (pg/mL)	170 以下 (随時)	35.7 ~ 240 (随時) 29.9 ~ 159 (臥位) 38.9 ~ 307 (立位)
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>採血時刻、安静度、体位によって測定値に差が出ますので、早朝空腹時30分間安静後の採血をおすすめします。</li> <li>検体は採血後、速やかに遠心分離してください。</li> </ul>	